


Waidlochauslöser Ringelhilfe inkl. Etui mit Tarnmuster



Modell	
Artikelnummer	1004
EAN	4262447892068
Spezifikationen	
Material	Edelstahl
Länge	20cm
Gewicht	200g

Anwendung

1. Um den Enddarm möglichst sauber auszulösen führen Sie den Waidlochauslöser bis zum Anschlag in das Waidloch ein
2. Drehen Sie diesen 3-4 mal herum
3. Ziehen Sie ihn samt Enddarm aus dem Waidloch heraus
4. Abschließend am Waidloch abschärfen

Herstellerangaben	
Firma	Habee GmbH
Adresse	Knetterhauser Straße 26 - 33775 Versmold - DE
Verantwortliche Person	Alexander Werner Harlinghausen